

MAGNETOTERAPIA



ACCESORII OPTIONALE		MAGNETOMED 7200 / 8400	MAGNETOMED 2000
ACC5452 - CP30	Cilindru portabil W.I.S. (Wood Injection System) cu diametrul de 30 cm pentru tratamentul membrelor inferioare si superioare, echipat cu picioare pentru asezarea pe suprafete plane, cu sistem exclusiv MCF patentat care concentreaza liniile de forta in interiorul solenoidului fara dispersia externa (in conformitate cu d. lgs 625). Identificarea polului nord pentru o orientare corecta.	•	•
ACC5451 - CP60	Cilindru portabil W.I.S. (Wood Injection System) cu diametrul de 50 cm pentru tratamentul membrelor inferioare si superioare, echipat cu picioare pentru asezarea pe suprafete plane, cu sistem exclusiv MCF patentat care concentreaza liniile de forta in interiorul solenoidului fara dispersia externa (in conformitate cu lgs 625). Identificarea polului nord pentru o orientare corecta.	•	•
ACC615 - CP	Pereche de aplicatoare cu dimensiunea de 16 x 10 x 3,5 cm, pentru tratamente localizate. Aplicatorii pot lucra unul langa altul (pentru a trata zone intinse) sau unul opus celuilalt (pentru a concentra inductia magnetica intr-o zona limitata). Senzatie de caldura usoara si reduca in timpul tratamentului.	•	•
ACC5512 - C60/2	Canapea de inalta tehnologie, din aluminiu cu 2 canale glisante si 2 cilindri W.I.S. (Wood Injection System) cu diametrul de 60 cm si largime de 30 cm, oferind un sistem exclusiv MCF patentat care concentreaza liniile de forta in interiorul solenoidului fara dispersia externa (in conformitate cu d. lgs. 626). Identificarea polului nord pentru o orientare corecta.	•	•
ACC5510 - LC60	Canapea de inalta tehnologie, din aluminiu cu 1 canal glisant si 1 cilindru W.I.S. (Wood Injection System) cu diametrul de 60 cm si largime de 30 cm, oferind un sistem exclusiv MCF patentat care concentreaza liniile de forta in interiorul solenoidului fara dispersia externa (in conformitate cu d. lgs. 626). Solenoidul de 60 cm este inastat pe o tava cu un sistem cu bile care se gliseaza pe intreaga lungime a canapelei. Identificarea polului nord pentru o orientare corecta.	•	•
ACC7150- LC60E	Canapea de inalta tehnologie, din aluminiu, cu sistem electric de glisare, echipat cu 1 canal glisant si 1 solenoid W.I.S. (Wood Injection System) cu diametrul de 60 cm si largime de 30 cm, 1 telecomanda.	•	•
ACC668	Cablu pentru cilindru	•	•
ACC604	Carucior cu 3 rafturi	•	•
ACC606	Pachet de 10 smart carduri de pacienti	•	•
CONT72	Geanta de transport din material tnt	•	•